

Gebrauchsanweisung

VITA VIONIC® BOND Befestigungssystem

Bitte Gebrauchsanweisung vor der Produktanwendung lesen.

Zweckbestimmung

VITA VIONIC BOND ist ein selbsthärtendes Zweikomponenten-Befestigungssystem (BOND I und II) zur definitiven Befestigung von VITA Prothesenzähnen der VITA VIONIC Produktserie in den entsprechenden Kavitäten von Prothesenbasen aus kompatiblen Prothesenbasismaterialien.

Patientenzielgruppe

Keine Einschränkungen

Indikation

Zur definitiven Befestigung von VITA Prothesenzähnen der VITA VIONIC Produktserie in den entsprechenden Kavitäten von Prothesenbasen aus kompatiblen Prothesenbasismaterialien; siehe www.vita-zahnfabrik.com/vionibond

Kontraindikation

- Zur Befestigung von Konfektionszähnen, die nicht Teil der VITA VIONIC Produktfamilie sind.
- Zur Befestigung von Prothesenzähnen, deren Außenkontur nicht zur Kavitätenkontur passt.
- Bei Patienten mit Allergien/Empfindlichkeiten gegenüber MMA.

Produktanwendung/-bedienung

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung folgenden Workflow:

1. Passung der vorbereiteten VITA VIONIC Prothesenzähne zu Kavitäten der Prothesenbasis kontrollieren,
2. VITA VIONIC BOND I und II mischen,
3. Mischung 30 Sek. verrühren,
4. Mischung auf Klebefläche der Zähne auftragen und Kavitäten großzügig benetzen,
5. Prothesenzähne einsetzen und leicht festdrücken,
6. 30 Minuten ruhen lassen,
7. Aushärtung im Drucktopf (55°C, 2 bar, 20 Min.) oder min. 12 Std. bei Raumtemperatur,
8. Evtl. Entfernen von Überschüssen durch Glanzstrahlen (1 - 2 bar).

Detaillierte Informationen zu Verarbeitung finden Sie im Dokument „Gebrauchsanweisung I Vollversion“ unter www.vita-zahnfabrik.com/vionibond

Empfohlene Produktkombinationen

Zur Befestigung der digitalen VITA VIONIC VIGO Prothesenzähne oder der fräsbaren VITA VIONIC FRAME Prothesenzähne mit der definitiven Prothesenbasis.

Lagerung/Entsorgung

Lagerung bei Kühlschranktemperatur 5°C (41°F) bis 10°C (50°F). Trocken aufbewahren. Vor Sonneneinstrahlung schützen.

Die mit einem Gefahrstoff-Piktogramm gekennzeichneten Produkte sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Recycelbare Abfälle (wie Attachments, Papier, Kunststoffe) sind über entsprechende Recyclingsysteme zu entsorgen.

Technische Daten

| Physikalische Eigenschaften | Wert |
|---|--------------|
| Verbundfestigkeit mit Prothesenkunststoffen lt. ISO 22112 | Norm erfüllt |

VITA VIONIC BOND I

| Chemische Zusammensetzung | Gew-% |
|---|---------|
| Polymer auf Basis von methyl methacrylate CAS-No. 9011-14-7 | 70 - 80 |
| Copolymer auf Basis von Acrylaten | 15 - 25 |
| methyl methacrylate CAS-No. 80-62-6 | < 5 |
| Triethyleneglycoldimethacrylate CAS-No. 109-16-0 | < 4 |
| benzoyl peroxide CAS-No. 94-36-0 | < 2 |

VITA VIONIC BOND II

| Chemische Zusammensetzung | Gew-% |
|--|-------|
| methyl methacrylate CAS-No. 80-62-6 | > 95 |
| N,N-dimethyl-p-toluidine CAS-No. 99-97-8 | < 5 |

Generelle Risiken/Meldung Vorkommnisse

Informationen zu den generellen Risiken bei Dentalbehandlungen sowie zur Meldung von schwerwiegenden Vorkommnissen i.Vb. mit Medizinprodukten finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com/service_risks

Gefahrstoffe

VITA VIONIC BOND I + II



ACHTUNG!

| | |
|-----------|---|
| H225 | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen. |
| P210 | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. |
| P261 | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. |
| P280 | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. |
| P235 | Kühl halten. |
| P403+P233 | An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. |

nur für VITA VIONIC BOND I
P233 Behälter dicht verschlossen halten.

Sicherheitsdatenblätter können unter www.vita-zahnfabrik.com/vionibond heruntergeladen oder per Fax unter (+49) 7761-562-233 angefordert werden.

Haftungsausschluss

Zur Beachtung: Unsere Produkte sind gemäß Gebrauchsinformationen zu verwenden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die sich aus unsachgemäßer Handhabung oder Verarbeitung ergeben. Der Verwender ist im Übrigen verpflichtet, das Produkt vor dessen Gebrauch auf seine Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich zu prüfen. Eine Haftung unsererseits ist ausgeschlossen, wenn das Produkt in nicht vertraglichem bzw. nicht zulässigem Verbund mit Materialien und Geräten anderer Hersteller verarbeitet wird und hieraus ein Schaden entsteht. Die VITA Modulbox ist nicht zwingender Bestandteil des Produktes. Herausgabe dieser Gebrauchsinformation: 04/20 Mit der Herausgabe dieser Gebrauchsinformation verlieren alle bisherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Version finden Sie unter www.vita-zahnfabrik.com

Instructions for use

VITA VIONIC® BOND bonding system

Please read the instructions for use before using the product.

Intended use

VITA VIONIC BOND is a self-curing, two-component bonding system (BOND I and II) for permanently bonding VITA denture teeth from the VITA VIONIC product series, in the corresponding cavities of prosthetic bases made of compatible denture base materials.

Patient target group

No restrictions

Indication

For permanent bonding of VITA denture teeth from the VITA VIONIC product series in the corresponding cavities of prosthetic bases made of compatible denture base materials; see www.vita-zahnfabrik.com/vionibond

Contraindication

- For bonding prefabricated teeth that are not part of the VITA VIONIC product family.
- For bonding denture teeth whose outer contour does not match the contour of the cavity.
- For patients with allergies/sensitivities to MMA.

Product application/control

Please adhere to the following workflow when working with this product:

1. Check whether the prepared VITA VIONIC denture teeth fit the cavities in the prosthetic base
2. Mix VITA VIONIC BONDS I and II
3. Stir mixture for 30 sec.
4. Apply mixture to the adhesive surface of teeth and moisten cavities generously
5. Insert denture teeth and push them gently into place
6. Leave for 30 minutes
7. Cure using a pot (55°C, 2 bar, 20 min.) or by leaving at room temperature for min. 12 hours
8. Remove any excess by means of blasting (1 - 2 bar)

Detailed information on working with this product can be found in the document "Instructions for Use I Full Version" at www.vita-zahnfabrik.com/vionibond

Recommended product combinations

For bonding the digital VITA VIONIC VIGO prosthetic teeth or the millable VITA VIONIC FRAME prosthetic teeth to the definitive prosthetic base.

Storage/disposal

Store at a refrigerated temperature of 5 °C (41 °F) to 10 °C (50 °F). Store in a dry location. Protect from direct sunlight.

The products labelled with a pictogram for hazardous substances are to be disposed of as hazardous waste. Recyclable waste (such as attachments, paper and plastics) must be disposed of using appropriate recycling systems.

Technical data

| Physical properties | Value |
|---|------------------------|
| Bond strength with denture acrylic according to ISO 22112 | Complies with standard |

VITA VIONIC BOND I

| Chemical composition | Wt% |
|--|---------|
| Polymer based on methyl methacrylate CAS-No. 9011-14-7 | 70 - 80 |
| Co-polymer based on acrylates | 15 - 25 |
| methyl methacrylate CAS-No. 80-62-6 | < 5 |
| Triethylene glycol dimethacrylates CAS-No. 109-16-0 | < 4 |
| benzoyl peroxide CAS-No. 94-36-0 | < 2 |

VITA VIONIC BOND II

| Chemical composition | Wt% |
|--|------|
| methyl methacrylate CAS-No. 80-62-6 | > 95 |
| N,N-dimethyl-p-toluidine CAS-No. 99-97-8 | < 5 |

General risks/reporting incidents

Information on the general risks associated with dental treatments and on reporting serious incidents in connection with medical devices can be found at www.vita-zahnfabrik.com/service_risks

Hazardous substances

VITA VIONIC BOND I + II



IMPORTANT!

| | |
|-----------|---|
| H225 | Highly flammable liquid and vapor. |
| H315 | Causes skin irritation. |
| H317 | May cause an allergic skin reaction. |
| H335 | May cause respiratory irritation. |
| P210 | Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking. |
| P261 | Avoid inhalation of dust/smoke/gas/fog/vapor/aerosol. |
| P280 | Wear protective gloves/protective clothing/eye and face protection. |
| P235 | Keep at a cool temperature. |
| P403+P233 | Store well-sealed in an adequately ventilated location. Keep the container tightly closed. |

For VITA VIONIC BOND I only

P233 Keep the container tightly closed.

The safety data sheets can be downloaded at www.vita-zahnfabrik.com/vionibond or requested by fax at (+49) 7761-562-233.

Disclaimer

Please note: Our products must be used in accordance with the instructions for use. We do not accept any liability for damage resulting from incorrect handling or usage. The user is furthermore obliged to check the product before use with regard to its suitability for the intended area of applications. We cannot accept any liability if the product is used in conjunction with materials or equipment from other manufacturers that are not compatible or not authorized for use with our product and this results in damage. The VITA Modulbox is not a required component of the product. Date of issue of this information: 04/20

After the publication of this information for use, any previous versions become obsolete. The current version can be found under www.vita-zahnfabrik.com

VITA Zahnfabrik ist zertifiziert und folgende Produkte tragen die Kennzeichnungen:

VITA Zahnfabrik has been certified, and the following products bear the mark:

VITA Zahnfabrik est certifié et les produits suivants portent les marquages :

VITA Zahnfabrik está certificada y los siguientes productos llevan los marcados:

VITA Zahnfabrik è certificata e i seguenti prodotti sono marcati:

VITA VIONIC® BOND

 0124  Rx only



VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co.KG
Spitalgasse 3
79713 Bad Säckingen
Germany
Tel. +49 (0)7761/562-0
Fax +49 (0)7761/562-299
www.vita-zahnfabrik.com
info@vita-zahnfabrik.com
[facebook.com/vita.zahnfabrik](https://www.facebook.com/vita.zahnfabrik)

VITA VIONIC® BOND

Gebrauchsanweisung | Kurzversion

Instructions for use | short version

Mode d'emploi | Version courte

Instrucciones de uso | Versión abreviada

Istruzioni d'uso | - versione breve

VITA – perfect match.

VITA

| Mode d'emploi | FR |
|---------------|----|
|---------------|----|

Système de fixation VITA VIONIC® BOND

Veuillez lire attentivement le mode d'emploi du produit.

| Usage prévu |
|--|
| VITA VIONIC BOND est un système de fixation à deux composants (BOND I et II) auto-durcissant pour coller définitivement des dents prothétiques VITA de la série de produits VITA VIONIC dans les cavités correspondantes de bases prothétiques en matériaux de base de prothèse compatibles. |
| Groupe de patients cible |
| Aucune limitation. |
| Indication |
| Pour le collage définitif des dents prothétiques VITA de la série de produits VITA VIONIC dans les cavités correspondantes de bases prothétiques en matériaux compatibles, voir www.vita-zahnfabrik.com/vionicbond |

| Contre-indications |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">Fixation de dents artificielles qui ne font pas partie de la gamme de produits VITA VIONIC. Fixation de dents prothétiques dont le contour extérieur ne correspond pas au contour de cavité. Chez les patients présentant des allergies/sensibilités au MMA. |

| Utilisation / Mise en œuvre du produit |
|---|
| Lors de la mise en œuvre, respecter le déroulement des opérations suivant. <ol style="list-style-type: none">Contrôler si les dents prothétiques VITA VIONIC préparées s'adaptent aux cavités de la base prothétique. Mélanger VITA VIONIC BOND I et II. Remuer le mélange pendant 30 s. Appliquer le mélange sur la surface adhésive des dents et mouiller généreusement les cavités. Insérer les dents prothétiques et presser légèrement. Laisser reposer 30 minutes. Durcissement en récipient sous pression (55 °C, 2 bars, 20 min) ou au moins 12 h à température ambiante. Si nécessaire éliminer les excédents par sablage lustré (1-2 bars). <p>Voir informations détaillées pour la mise en œuvre dans le document « Mode d'emploi / version intégrale », sous www.vita-zahnfabrik.com/vionicbond</p> |

| Combinaisons de produits recommandées |
|---|
| Pour la fixation des dents prothétiques numériques VITA VIONIC VIGO ou de dents prothétiques VITA VIONIC FRAME pouvant être fraisées avec la base de prothèse définitive. |

| Stockage / Élimination |
|---|
| Stockage à température de réfrigération, de 5 °C(41 °F) à 10 °C (50 °F). Conserver au sec. Protéger des rayons du soleil. |
| Les produits dotés d'un pictogramme de substance dange-reuse doivent être éliminés comme des déchets dangereux. Les déchets recyclables (comme les fixations, le papier, le plastique) doivent être éliminés par l'intermédiaire du système de recyclage correspondant. |



| Données techniques | |
|--|-----------------|
| Propriétés physiques | Valeur |
| Force de liaison avec résines de prothèses selon ISO 22112 | Norme respectée |

| Composition chimique | % en poids |
|---|------------|
| Polymère à base de méthacrylate de méthyle N° CAS 9011-14-7 | 70 - 80 |
| Copolymère à base d'acrylates | 15 - 25 |
| Méthacrylate de méthyle N° CAS 80-62-6 | < 5 |
| Diméthacrylate de triéthylène glycol N° CAS 109-16-0 | < 4 |
| Peroxyde de benzoyle N° CAS 94-36-0 | < 2 |

| Composition chimique | % en poids |
|---|------------|
| Méthacrylate de méthyle n° CAS 80-62-6 | > 95 |
| N,N-diméthyl-p-toluidine N° CAS 99-97-8 | < 5 |

| Risques généraux / Notification d'incident |
|--|
| Les informations sur les risques généraux associés aux traitements dentaires et sur la notification des incidents graves en lien avec des dispositifs médicaux peuvent être trouvées sur www.vita-zahnfabrik.com/service_risks |

| Substances dangereuses |
|-------------------------|
| VITA VIONIC BOND I + II |

| ATTENTION ! |   |
|----------------------------|---|
| H225 H315 H317 H335 P210 | Liquide et vapeur facilement inflammables. Provoque des irritations cutanées. Peut provoquer des allergies cutanées. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes et d'autres sources d'inflammation. Ne pas fumer. |
| P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols. |
| P280 | Porter des gants de protection/un vêtement de protection/un masque oculaire/un masque facial. |
| P235 P403+P233 | Tenir au frais. Conserver dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. |

Uniquement pour VITA VIONIC BOND I P233 Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Les fiches de données de sécurité correspondantes peuvent être téléchargées sur www.vita-zahnfabrik.com/vionicbond ou être demandées par fax, au (+49) 7761-562-233.

| Exclusion de la responsabilité |
|--|
| N.B. : nos produits doivent être mis en œuvre selon le mode d'emploi. Notre responsabilité n'est pas engagée pour les dommages résultant d'une manipulation ou d'une mise en œuvre incorrecte. En outre, l'utilisateur est tenu de vérifier, avant utilisation, que le produit est approprié à l'usage prévu. Notre responsabilité ne peut être engagée si le produit est mis en œuvre avec des matériaux et des appareils d'autres marques, non adaptés ou non autorisés et qu'il en résulte un dommage. Le VITA Modulbox n'est pas un composant obligatoire du produit. Date d'édition de ce mode d'emploi : 04.20 Cette nouvelle édition du mode d'emploi rend caduque toutes les versions antérieures. La version la plus récente se trouve toujours sur le site www.vita-zahnfabrik.com |

| Instrucciones de uso | ES |
|----------------------|----|
|----------------------|----|

Sistema de fijación VITA VIONIC® BOND
Lea las instrucciones de uso antes de utilizar el producto.

| Uso previsto |
|--|
| VITA VIONIC BOND es un sistema de fijación bicomponente autopolimerizable (BOND I y II) para la fijación definitiva de dientes protésicos VITA de la serie de productos VITA VIONIC en las correspondientes cavidades de bases de prótesis confeccionadas con materiales compatibles para bases de prótesis. |
| Grupo de pacientes destinatario |
| Sin restricciones |
| Indicaciones |
| Para la fijación definitiva de dientes protésicos VITA de la serie de productos VITA VIONIC en las correspondientes cavidades de bases de prótesis confeccionadas con materiales compatibles para bases de prótesis; véase www.vita-zahnfabrik.com/vionicbond. |

| Contraindicaciones |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">Fijación de dientes preconfeccionados que no formen parte de la familia de productos VITA VIONIC. Fijación de dientes preconfeccionados cuyo contorno exterior no se ajuste al contorno de la cavidad. Pacientes que presenten alergias o sensibilidades al MMA. |

| Utilización/manejo del producto |
|--|
| Observe el siguiente flujo de trabajo durante la manipulación: <ol style="list-style-type: none">Comprobar la adaptación de los dientes protésicos VITA VIONIC preparados a las cavidades de la base de prótesis. Mezclar VITA VIONIC BOND I y II. Agitar la mezcla durante 30 segundos. Aplicar la mezcla en la superficie de adhesión de los dientes y humedecer generosamente las cavidades. Colocar los dientes protésicos y apretarlos ligeramente. Dejar reposar durante 30 minutos. Fraguado en la olla de presión (55 °C, 2 bar, 20 min) o como mínimo 12 horas a temperatura ambiente. Si fuera preciso, eliminar el exceso de material mediante arenado de brillo (1-2 bar). <p>Encontrará información detallada sobre el proceso de trabajo en el documento "Instrucciones de uso I Versión completa" en www.vita-zahnfabrik.com/vionicbond</p> |

| Combinaciones de producto recomendadas |
|--|
|--|

Para la fijación de los dientes protésicos digitales VITA VIONIC VIGO o de los dientes protésicos fresables VITA VIONIC FRAME a la base de prótesis definitiva.



| Almacenamiento/eliminación | |
|---|-----------------|
| Almacenamiento a temperatura de frigorífico de entre 5 °C (41 °F) y 10 °C (50 °F). Almacenar en un lugar seco. Proteger de la luz solar. | |
| Los productos identificados con un pictograma de sustancia pe-ligrosa deben eliminarse como residuos peligrosos. Los residuos reciclables (como ataches, papel, plásticos) deben eliminarse a través de los correspondientes sistemas de reciclaje. | |
| Datos técnicos | |
| Propiedades físicas | Valor |
| Estabilidad de la unión a resinas de prótesis según ISO 22112 | Cumple la norma |

| Composición química | % en peso |
|---|-----------|
| Polímero basado en metilmetacrilato N.º CAS 9011-14-7 | 70 - 80 |
| Copolímero basado en acrilatos | 15 - 25 |
| Metilmetacrilato N.º CAS 80-62-6 | < 5 |
| Trietilenglicoldimetacrilato N.º CAS 109-16-0 | < 4 |
| Peróxido de benzoilo N.º CAS 94-36-0 | < 2 |

| Composición química | % en peso |
|---|-----------|
| Metilmetacrilato N.º CAS 80-62-6 | > 95 |
| N,N-dimetil-p-toluidina N.º CAS 99-97-8 | < 5 |

| Riesgos generales/notificación de incidencias |
|---|
| La información sobre los riesgos generales en tratamientos dentales y sobre la notificación de incidencias graves en relación con productos sanitarios puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com/service_risks |

| Sustancias peligrosas |
|-------------------------|
| VITA VIONIC BOND I + II |

| ATENCIÓN ! |   |
|---------------------------|--|
| H225 H315 H317 H335 P210 | Líquido y vapores muy inflamables. Provoca irritación cutánea. Puede provocar una reacción alérgica en la piel. Puede irritar las vías respiratorias. Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. |
| P261 | Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/ los vapores/el aerosol. |
| P280 | Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección. |
| P235 P403+P233 | Mantener fresco. Almacenar en un lugar bien ventilado. Manténgase el recipiente bien cerrado. |

Solo para VITA VIONIC BOND I P233 Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Las fichas de datos de seguridad pueden descargarse en www.vita-zahnfabrik.com/vionicbond o solicitarse por fax en el número (+49) 7761-562-233.

| Exoneración de responsabilidad |
|---|
| Nota importante: nuestros productos deben utilizarse con arreglo a las instrucciones de uso. Declinamos cualquier responsabilidad por daños derivados de la manipulación o el tratamiento incorrectos. El usuario deberá comprobar, además, la idoneidad del producto para el ámbito de aplicación previsto antes de su uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por nuestra parte por daños derivados de la utilización del producto en una combinación incompatible o no admisible con materiales o aparatos de otros fabricantes. La caja modular de VITA no es necesariamente parte integrante del producto. Publicación de estas instrucciones de uso: 04.20 Con la publicación de estas instrucciones de uso pierden su validez todas las ediciones anteriores. La versión actual puede consultarse en www.vita-zahnfabrik.com |

| Istruzioni d'uso | IT |
|------------------|----|
|------------------|----|

VITA VIONIC® BOND Sistema di fissaggio
Leggere le istruzioni di impiego prima dell'uso.

| Obiettivi |
|---|
| VITA VIONIC BOND è un sistema di fissaggio bicomponente, autopolimerizzante (BOND I e II) per il fissaggio definitivo di denti della linea di prodotti VITA VIONIC nelle corrispondenti cavità delle basi protesiche realizzate in materiali compatibili. |
| Target pazienti |
| Nessuna limitazione |
| Indicazioni |
| Per il fissaggio definitivo dei denti VITA della linea di prodotti VITA VIONIC nelle corrispondenti cavità delle basi protesiche realizzate in idonei materiali compatibili: www.vita-zahnfabrik.com/vionicbond |

| Controindicazioni |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">Fissaggio di denti protesici non facenti parte della linea di prodotti VITA VIONIC. Fissaggio di denti protesici il cui profilo esterno non coincida con quello delle cavità. Pazienti che presentano allergie/sensibilizzazione a MMA. |

| Applicazione / uso del prodotto |
|--|
| Durante la lavorazione attenersi al seguente workflow: <ol style="list-style-type: none">Controllare la compatibilità dimensionale dei denti VITA VIONIC preparati rispetto alle cavità della base protesica. Miscelare VITA VIONIC BOND I e II, Impastare per 30 sec., Applicare l'impasto sulle superfici da incollare dei denti e in abbondanza nelle cavità, Inserire i denti ed esercitare una leggera pressione, Lasciar riposare 30 minuti, Polimerizzazione in idromuffola (55°C, 2 bar, 20 min.) o min. 12 ore a temperature ambiente, Eventualmente, eliminare le eccedenze mediante sabbiatura di lucentezza (1-2 bar). <p>Informazioni dettagliate sulla lavorazione sono reperibili nelle „Istruzioni di impiego versione completa" sotto www.vita-zahnfabrik.com/vionicbond</p> |

| Combinazioni di prodotto consigliate |
|--------------------------------------|
|--------------------------------------|

Per il fissaggio di denti VITA VIONIC VIGO digitali o denti VITA VIONIC FRAME fresabili nella base protesica definitiva.



| Conservazione/Smaltimento | |
|---|-------------------|
| Conservazione in frigorifero tra 5°C (41°F) e 10°C (50°F). Con-servare in luogo asciutto. Non esporre alla luce solare diretta. | |
| I prodotti contrassegnati con un pittogramma relativo ad una sostanza pericolosa vanno smaltiti come rifiuti pericolosi. Rifiuti riciclabili (come attachments, carta, plastica) vanno smaltiti in accordo ai relativi sistemi di raccolta differenziata. | |
| Dati tecnici | |
| Caratteristiche fisiche | Valore |
| Resistenza di legame con resine protesiche sec. ISO 22112 | Norma soddisfatta |

| Composizione chimica | % in peso |
|---|-----------|
| Polimero a base di metilmetacrilati CAS-No. 9011-14-7 | 70 - 80 |
| Copolimeno a base di acrilati | 15 - 25 |
| Metilmetacrilati CAS-No. 80-62-6 | < 5 |
| Trietilenglicoldimetacrilati CAS-No. 109-16-0 | < 4 |
| Benzoilperossido CAS-No. 94-36-0 | < 2 |

| Composizione chimica | % in peso |
|---|-----------|
| Metilmetacrilati CAS-No. 80-62-6 | > 95 |
| N,N-dimetil-p-toluidina CAS-No. 99-97-8 | < 5 |

| Rischi generali / Segnalazione di inconvenienti |
|---|
| Per informazioni sui rischi generali dei trattamenti dentali e sulla segnalazione di importanti inconvenienti in combinazione con dispositivi medici consultare www.vita-zahnfabrik.com/service_risks |

| Sostanze pericolose |
|-------------------------|
| VITA VIONIC BOND I + II |

| ATTENZIONE ! |   |
|-----------------------------|---|
| H225 H315 H317 H335 P210 | Liquido e vapori facilmente infiammabili. Provoca irritazioni della pelle. Può provocare reazioni allergiche della pelle. Può irritare le vie respiratorie. Tener lontano da fonti di calore / superfici calde / scintille / fiamme e altre fonti di ignizione. Non fumare. |
| P261 | Evitare l'inalazione di polveri/fumi/gas/nebbie/ vapori/aerosol. |
| P280 | Indossare guanti / indumenti / occhiali / maschere di protezione. |
| P235 P403+P233 | Conservare al fresco. Conservare in luogo ben ventilato. Tenere il contenitore ben chiuso. |

solo per VITA VIONIC BOND I P233 Tenere il contenitore ben chiuso.

Le schede di sicurezza possono essere scaricate da www.vita-zahnfabrik.com/vionicbond o richieste per fax a (+49) 7761-562-233.

| Esclusione di responsabilità |
|--|
| Avvertenza: I nostri prodotti vanno utilizzati in conformità alle istruzioni d’uso. Non assumiamo responsabilità per danni che si verificino in conseguenza di incompetenza nell’uso o nella lavorazione. L'utilizzatore è inoltre tenuto a verificare l’idoneità del prodotto per gli usi previsti. Escludiamo qualsiasi responsabilità se il prodotto viene utilizzato in combinazioni non compatibili o non consentite con materiali o apparecchiature di altri produttori e ne consegue un danno. La VITA Modulbox non è necessariamente parte integrante del prodotto. Data di questa informazione per l’uso: 04.20 Con la pubblicazione di queste informazioni per l'uso tutte le versioni precedenti perdono validità. La versione più recente è disponibile nel sito www.vita-zahnfabrik.com |